



Philips DreamWear
Ramme

Reservedel
Stor ramme



HH1118

Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker.

Innovativt design

- Tilslutning af luftslange øverst på hovedet
- Blød, fleksibel ramme

Nem at anvende

- Funktioner, der er til for dig

PHILIPS

Specifikationer

Innovativt design

- Komfort og ydelse: Bløde stofstropper

Produktoplysninger

- Materialer: Polykarbonat, Silikone
- Garanti: 90 dage

Rengøring: Ramme

- Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl grundigt, lad lufttørre!


Udskiftning

- Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn på slitage

HH1118/00

Vigtigste nyheder

Brugervenlig ramme



Nem at bruge, vælg den af de tre rammestørrelse, der passer dig bedst. Alle rammestørrelser passer til alle pudestørrelser.

Innovativt rammedesign



Den bløde, fleksible ramme er behagelig at bære om natten. Brugere har udtalt, at det føles som ikke at have noget på.*

Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere udtalte, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de bar DreamWear.*



Udgivelsesdato
2018-04-03

Version: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16747
UPC: 6 06959 40206 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

** Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.

* *2017 Philips spørgeskema om brugerpræferencer

* Se venligst brugervejledningen for at få en mere detaljeret rengøringsvejledning.