

Philips DreamStation Go
Finfilter for 30-dagers bruk

Filtrerer støv, pollen og mer

Byttes hver 30. dag
95 % effektivitet ved $< 0,7 \mu\text{m}$
6-pakning

HH1454



30-dagers finfilter

Philips 30-dagers erstatningsfinfiltre for engangsbruk holder luften du puster ren ved å fange opp støv, pollen, soppsporer, husdyrflasse og mer, med en effektivitet på 95 % ved $0,5\text{--}0,7 \mu\text{m}$.

30-dagers finfilter for engangsbruk

- 30-dagers finfilter

PHILIPS

Finfilter for 30-dagers bruk

Filtrerer støv, pollen og mer Byttes hver 30. dag, 95 % effektivitet ved < 0,7 µm, 6-pakning

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Service

- Garanti: 15 dager

Teknisk informasjon

- Erstatning: Hver 30. dag

- Filtermateriale: Syntetisk fiberblanding

- Filtereffektivitet: 95 % effektivitet ved 0,5–0,7 µm

Emballasjedetaljer

- Innhold: Inneholder 2 filtre

Delenummer

- Finfilter for 30-dagers bruk: 1133744

HH1454/00

Høydepunkter

30-dagers finfilter



Ønsker du forbedret filtrering, kan du prøve 30-dagers finfilteret for engangsbruk med reise-PAP-maskinen DreamStation Go.



Utgivelsesdato
2018-09-07

Versjon: 7.0.2

12 NC: 0000 011 33744
UPC: 6 06959 41544 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com