



Philips DreamWear
Almohadilla

Tamaño mediano



HH1113

La sensación de no llevar mascarilla*

Gracias a la libertad y comodidad de DreamWear, podrá dormir como desee. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar

- Funciones diseñadas solo para usted

Diseño innovador que no cubre la nariz

- Comodidad y rendimiento

PHILIPS

Almohadilla
Tamaño mediano

Especificaciones

Servicio

- Garantía: 90 días

Un diseño innovador

- Comodidad y rendimiento: Almohadilla que no

cubre la nariz

Especificaciones

- Material de la almohadilla: Silicona/polycarbonato

HH1113/00

Destacados

Un diseño innovador



Evita la aparición de marcas rojas en la cara, la incomodidad o la irritación en el puente nasal

Un diseño innovador



Fáciles de usar con un armazón modular para todos los tamaños de almohadilla



Fecha de emisión
2018-03-26

Versión: 3.1.1

12 NC: 0000 011 16741
UPC: 6 06959 40201 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com