



Philips Amara View
Hodestrapp

Stor

HH1229



Gled deg over visningen

Dekkende ansiktsmaske som lover deg høy komfort og ytelse og uhindret synsfelt

Lett å bruke

- Komfort og ytelse

PHILIPS

Hodestropp
Stor

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

- Komfort og ytelse: Myke tekstilstropper

Service

- Garanti: 90 dager

Beskrivelser

- Hodestroppmateriale: Polyuretan, nylon-Lycra
- Rengjøre hodestropp: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk

HH1229/00

Høydepunkter

Nyskapende utforming



En modulbasert bøyle til alle putestørrelser



Utgivelsesdato
2018-04-03

Versjon: 3.0.1

12 NC: 0000 010 90696

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com