

Philips Wisp
Arnés

Tamaño reducido

HH1026



Arnés de acoplamiento sencillo para facilitar el ajuste

Tira elástica con soporte integrado para el tubo que se ajusta automáticamente para mayor comodidad. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Ajuste cómodo personalizado

PHILIPS

Arnés
Tamaño reducido

Especificaciones

Servicio

- Garantía: 90 días

Diseño

- Comfort: Autoajustable

Especificaciones

- Material del arnés: UBL/espuma de uretano/nilon/lycra/nilon termoplástico
- Limpieza: arnés, tubo: Lavar a mano con detergente suave, Enjuagar en profundidad, colgar para secar

HH1026/00

Destacados

Fácil de ajustar



Tira superior autoajustable con un enganche con soporte para el tubo



Fecha de emisión
2018-04-11

Versión: 2.1.1

12 NC: 0000 011 09307
UPC: 6 06959 40738 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com