



**Philips InnoSpire Deluxe
Kompressor-
Verneblersystem**

Robustes Gerät für die Verw. zu
Hause

Behandlung in unter 5 Minuten*
*bei Verwendung mit 2,5 ml
Salbutamol
Vernebler-Set inbegriffen



HH1303

Zuverlässige Therapie mit integriertem Komfort

InnoSpire Deluxe ist ein leicht zu bedienendes und zuverlässiges Kompressor-Verneblersystem mit integriertem Aufbewahrungsfach, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihr Therapiezubehör und Ihre Verbrauchsmaterialien ordentlich aufzubewahren und stets griffbereit zu haben.

Kurze Behandlungszeiten

- Therapie erfolgt in unter 5 Minuten*

Für maximalen Komfort

- Stabiler Griff für einen einfachen Transport
- Alles Wichtige an einem Ort

Bewährte SideStream Technologie

- Erzeugt durchgängig ein hochwertiges Aerosol

Für gängige verschreibungspflichtige Medikamente geeignet

- Kompatibel mit gängigen verschreibungspflichtigen Vernebler-Medikamenten

PHILIPS

Kompressor-Verneblersystem

Robustes Gerät für die Verw. zu Hause Behandlung in unter 5 Minuten*, *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol, Vernebler-Set inbegriffen

Besonderheiten

Behandlungszeit



In Kombination mit unserem wiederverwendbaren SideStream Vernebler bietet es eine schnelle Wirkstoffabgabe und kurze Behandlungszeiten.

Komfort und Zuverlässigkeit



Bei der Entwicklung von InnoSpire Deluxe wurde darauf geachtet, Ihre Vernebler-Behandlung praktisch und einfach zu gestalten, indem zusätzlicher Stauraum im Gerät integriert wurde, in dem Sie Ihr komplettes Therapie-Zubehör aufbewahren können.

Robustes Design



Mit einem Gewicht von nur 2 kg ist der InnoSpire Deluxe leicht genug, um ihn hin- und herzutragen.

Und da Ihr Zubehör ordentlich im Gerät verwahrt ist, wird es sicher an einem Ort zusammen gehalten.

Bewährte Vernebler-Technologie



Unser SideStream Vernebler wurde speziell entwickelt, um Ihre Behandlungszeiten so kurz wie möglich zu halten. Wenn der InnoSpire Deluxe Luft durch das Röhrchen drückt, wird zusätzliche Luft durch die Oberseite des Verneblers eingesogen, um ein schnelles Einatmen der Aerosol-Medikamente zu ermöglichen. Eine Behandlung kann innerhalb von nur 5 Minuten erfolgen.* SideStream wurde für die häufige Verwendung entwickelt und wird Ihnen das Vernebler-Medikament so lange effizient verabreichen, bis es Zeit ist, den Vernebler auszutauschen.

Vielfältigkeit



In der Lage, die verschiedensten Medikamente zu vernebeln, die regelmäßig verwendet werden, um verschiedene Atemwegserkrankungen zu behandeln.

HH1303/00

Daten

Design

- Praktisches Staufach: 2,0 kg

Betriebsparameter

- Stromversorgung: 120 V/60 Hz, 1,7 A
- Flussrate: 6 l/min bei 0,7 bar
- Max. Flussrate: 10,78 l/min
- Höchstdruck: 268 kPa
- Partikelgrößenverteilung: 0,5 bis 5 Mikrometer
- Überhitzungsschutz: Thermo-Sicherung kann zurückgesetzt werden
- Lautstärkepegel: 58 Dezibel

Produktangaben

- Abmessungen: 38 cm x 17 cm x 11 cm
- Geräuschpegel: 58 ±3 dBA
- Behandlungszeit (unter 5 min*): *bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol

Leistung von SideStream Plus

- MMAD: 3,42 µm
- Feinpartikelfraktion: 67%
- Dauer (2,5 ml Salbutamol): 3,68 min

Wiederverwendbarer SideStream

- MMAD: 2,93 µm
- Feinpartikelfraktion: 76,3%
- Dauer (2,5 ml Salbutamol): 4,12 min



Ausstellungsdatum
2018-07-25

Version: 7.1.3

12 NC: 0000 011 12278
UPC: 3 83730 12278 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** bei Verwendung mit 2,5 ml Salbutamol