

Philips Wisp
Clip magnetiche

2 pezzi per confezione

HH1027



Le clip facilitano la regolazione delle bretelle di fissaggio

Clip per bretelle di fissaggio a scatto con linguette regolabili. Per l'applicazione e la regolazione facili e rapide.

Semplicità d'uso

- Le clip per bretelle di fissaggio e il cuscinetto della maschera contengono magneti

Design

- Clip per bretelle di fissaggio a scatto con linguette regolabili

PHILIPS

Clip magnetiche
2 pezzi per confezione

Specifiche

Avvertenza: interferenze magnetiche

- Fare attenzione in presenza di pacemaker: Prima dell'utilizzo, leggere le Istruzioni d'uso.

Servizio

- Garanzia: 90 giorni

Design

- Applicazione facile: Autoregolazione

Specifiche

- Materiale delle clip per bretelle di fissaggio:
Copolimero di acetale e magneti al neodimio

HH1027/00

In evidenza

Regolazione facile



Il numero di componenti estremamente ridotto e le clip per bretelle di fissaggio a scatto rendono semplici l'utilizzo e la manutenzione.

Clip magnetiche

Contattare un professionista sanitario prima di utilizzare questa maschera. Alcuni dispositivi medici possono essere influenzati dai campi magnetici. Le clip magnetiche in questa maschera devono essere tenute a una distanza di almeno 50 mm da qualsiasi dispositivo medico attivo, con particolare attenzione per i dispositivi impiantati quali pacemaker, defibrillatori e impianti cocleari. Per ulteriori informazioni, leggere le Istruzioni d'uso incluse nella confezione.



Data di rilascio
2018-04-12

Versione: 4.1.1

12 NC: 0000 011 20434
UPC: 6 06959 03969 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com