

Philips Wisp  
Clip per bretelle di  
fissaggio

**Standard**  
2 per confezione

**HH1007**



## Le clip facilitano la regolazione delle bretelle di fissaggio

Clip a scatto per bretella di fissaggio con linguette regolabili. Consente applicazione e regolazione facili e rapide

### **Design**

- Clip a scatto per bretella di fissaggio con linguette regolabili

**PHILIPS**

Clip per bretelle di fissaggio  
Standard 2 per confezione

# Specifiche

## Assistenza

- Garanzia: 90 giorni

## Design

- Applicazione facile: Autoregolazione

## Specifiche

- Materiale delle clip per bretella di fissaggio:  
Copolimero di acetale

HH1007/00

# In evidenza

## Regolazione facile



Il numero di componenti estremamente ridotto e le clip a scatto per bretella di fissaggio rendono semplici l'utilizzo e la manutenzione.



Data di rilascio  
2018-04-03

Versione: 3.1.1

12 NC: 0000 010 94083

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)