

Philips TrueBlue
Hodestroppklemmer

2 i hver pakke

HH1022



Klemmene klikkes på plass med et klikk.

Klemmer med låsemekanisme er inkludert, noe som gjør det lett å ta masken av og låse den på plass i samme passform

Utforming

- Låsetappklemme

PHILIPS

Hodestroppklemmer
2 i hver pakke

Spesifikasjoner

Service

- Garanti: 90 dager

Utforming

- Enkel i bruk: Lås passformen på plass

Beskrivelser

- Materiale i hodeklemmer: Termoplast polyester, elastomer

HH1022/00

Høydepunkter

Sokkel



Dette er hodestroppklemmene for CPAP-nesemasken med TrueBlue-gel. Klemmene klikkes på plass med ett klikk. Vri på låsetappklemmen for å koble fra.



Utgivelsesdato
2018-06-15

Versjon: 6.1.1

12 NC: 0000 010 71877

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com