




Philips DreamWear  
Geelipehmustetyyny

M-koko



HH1125

## Höyhenenkevyt\*

DreamWear-geelityynynt antavat sinulle vapauden nukkua miten haluat.

### Helppokäyttöinen

- Yksilölliset ominaisuudet

### Innovatiiviset geelityynynt

- Helppo sovittaa
- Moduulirakenne
- Mukava ja toimiva

**PHILIPS**

# Tekniset tiedot

## Tuotteen tiedot

- Materiaalit: Polykarbonaatti, Polyuretaanigeeli, Silikoni
- Takuu: 90 päivää

## Puhdistus: pehmuste

- Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Huuhtele

huolellisesti ja anna kuivua<sup>1</sup>

## Varaosat

- Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

# Kohokohdat

## Helppo sovittaa



Valitse sellainen pehmuste, että pehmustetyynyn sininen geelikanta istuu nenän alla tiiviisti. Vain pehmeän silikonikärjen pitäisi olla sisällä sieraimissa. Älä työnnä sinisen geelikannan mitään osaa sisälle nenääsi.

## Innovatiivinen malli



Mukavat kasvoille, nenälle ja sieraimille. Käyttäjien mielestä DreamWear-geelityyny olivat miellyttävämpiä kuin heille määrätty maski.

## Innovatiivinen malli



Helppo käyttää, sillä kaikki pehmustekoot sopivat samaan runkoon.

## Moduulirakenne



Moduulimainen maski on helppo koota ja puhdistaa. Pehmusteet ja nenätyyny voi vaihtaa.



Julkaisupäivä 2018-07-03

Versio: 2.0.1

12 NC: 0000 011 25036  
UPC: 6 06959 40239 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Philipsin vuonna 2017 tekemä käyttäjäkysely