



Philips DreamWear
Stofstroppe

Reservedel

med 1 sæt stofstroppe
2 pr. pakke



HH1120

Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker.

Nem at anvende

- Komfortabel og blød

PHILIPS

Stofstroppe
Reservedel med 1 sæt stofstroppe, 2 pr. pakke

Specifikationer

Produktoplysninger

- Materialer: Polyester, Spandex
- Garanti: 90 dage

Rengøring: Stofstroppe

- Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl

grundigt, hæng til tørre¹

Udskiftning

- Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn på slitage

HH1120/00

Vigtigste nyheder

Bløde stofstroppe



Giver en blød berøring af din kind



Udgivelsesdato
2018-02-08

Version: 7.0.1

12 NC: 0000 011 16754
UPC: 6 06959 02232 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* *2017 Philips spørgeskema om brugerpræferencer
* * Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respironics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.
* ¹Se venligst brugervejledningen for at få en mere detaljeret rengøringsvejledning.