

Philips DreamWear
Kniestück

mit Drehfunktion

HH1122



Kniestück mit Schnellverschluss oben auf dem Kopf

Das Kniestück mit Schnellverschluss erlaubt es dem Benutzer, die Maske vom CPAP-Schlauch zu lösen, ohne die Maske abnehmen zu müssen. Bei einem nächtlichen Wechsel der Schlafposition kann sich die Maske aufgrund des drehbaren Verbindungsstücks frei bewegen.

Einfache Bedienung

- Passt in die kreisförmige Öffnung im Maskenrahmen

PHILIPS

Kniestück
mit Drehfunktion

Daten

Service

- Gewährleistung: 90 Tage

HH1122/00

Besonderheiten

Komfort und Leistung



Das befestigte Kniestück führt den Schlauch über den Kopf des Benutzers und reduziert so den Luftzug an der Maske. Mit integriertem Ausatemventil.



Ausstellungsdatum
2018-04-24

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16748
UPC: 6 06959 40256 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com