

Philips TrueBlue  
Pääremmit

Normaali koko

HH1014



## TrueBlue-remmiosa on yhtenäinen ja säädettävä

TrueBlue on suunniteltu tarjoamaan entistä parempaa mukavuutta, vakautta ja liikkumisen vapautta mahdollisimman vähillä säädöillä.

### **Muotoilu**

- Lisää vakautta

**PHILIPS**

Pääremmit  
Normaali koko

HH1014/00

## Tekniset tiedot

### Muotoilu

- Vakaus: Takakappale ja päälakiremmi

### Huolto

- Takuu: 90 päivää

### Tekniset tiedot

- Pääremmin materiaali: UBL/uretaanivahto/nailon ja elastaani
- Puhdistaminen: pääremmi, letku: Pese käsin miedolla puhdistusaineella, Huuhtele huolellisesti ja ripusta kuivumaan

## Kohokohdat

### Säädettävät remmit



Remmiosassa on säädettävät pääremmit, jotka yhdistyvät takakappaleeksi. Lisäksi yhtenäiseen remmiosaan kuuluu vakautta lisäävä päälakiremmi



Julkaisupäivä 2017-05-05

Versio: 2.1.1

12 NC: 0000 010 71875

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)