



Philips Amara View  
Helmask

**Enpack**  
Large-kudde  
med huvudband



HH1223

## Njut av utsikten

Amara View har en innovativ design som sitter under näsan. Det gör att du får ett öppet synfält och designen förhindrar röda märken, obehag och irritation på näsryggen

### **Innovativ design som sitter under näsan**

- Komfort och hög prestanda

### **Öppet synfält så att du kan använda glasögon och läsa**

- Bredaste synfältet bland alla ledande helmasker

### **Det minsta och lättaste alternativet**

- Täcker mindre av patientens ansikte än alla andra ledande helmasker

**PHILIPS**

Helmask  
Enpack Large-kudde, med huvudband

## Specifikationer

### Innovativ design

- Brett synfält: Använd glasögon, läs eller titta på TV

### Under näsan-design

- Komfort och hög prestanda: Förhindrar röda märken

### Design

- Huvudband: Enkel justering
- Tyst utandning: 360 graders roterande knärör

### Specifikationer

- Drifttryck: 4–20 cmH<sub>2</sub>O
- Ljudtrycksnivå: 24,2 dBA
- Antal delar: Fyra
- Kudde, material: Flytande silikongummi
- Ram/knärör/swivel, material: Polykarbonat
- Fästen för huvudband/slang, material: Termoplastisk polyesterelastomer

- Huvudbandsmaterial: Polyuretan, Nylon-Lycra
- Snabbkoppling, material: Polyoximetylen (acetal)
- Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noga och låt lufttorka
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka

### Kontraindikationer:

- Nyligen genomförd ögonoperation, torra ögon, hiatusbräck, kraftig reflux
- Nedsatt hostreflex: Försvagad övre magmun

### Service

- Garanti: 90 dagar

### Avsedd användning

- För patienter över 30 kg: med CPAP-ordination

HH1223/00

## Funktioner

### Minsta och lättaste alternativet




Amara View är mindre\* och lättare\*\* än traditionella helmasker. Den har ingen klumpig kudde eller ram framför ögonen, och täcker mindre av patientens ansikte än liknande masker. \*Interna tester: data på fil\*\* Gäller Amara View exklusive slang med snabbkoppling.

### Innovativ design



Förhindrar röda märken, obehag och irritation på näsryggen

### Öppet synfält



Det är lätt att använda glasögon, läsa, titta på TV och använda en dator eller surfplatta innan patienten somnar.



Publiceringsdatum  
2017-12-08

Version: 4.1.1

12 NC: 0000 010 90664

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)