

Philips DreamStation  
DreamStation DC-kabel

12 V DC-bilkabel  
Kompatibel med System One

HH1407



## Perfekt för dem som reser mycket

Ingår i Dream-familjen

Driv DreamStation från ett 12 V-cigarettändaruttag. Passar perfekt för dem som ofta sitter i fordon, t.ex. husbilsförare eller lastbilschaufförer.

### Lättanvänd

- Lättanvänd

### Frihet att använda enheten när du är på resande fot

- Kopplas in i ett cigarettändareluttag

**PHILIPS**

DreamStation DC-kabel  
12 V DC-bilkabel Kompatibel med System One

## Specifikationer

### Effekt

- Strömförsörjning: Kompatibel med DreamStation- och System One-enheterna

### Service

- Garanti: 90 dagar

HH1407/00

## Funktioner

### Lättanvänd



Ger dig friheten att använda DreamStation-maskinen var du än är.

### Lättanvänd

DC-bilkabeln kommer att driva enheten tillsammans med uppvärmd befuktare och uppvärmd slang om de är anslutna.



Publiceringsdatum  
2018-02-13

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 20746  
UPC: 6 06959 40754 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)