

Philips DreamStation Go
Filtre à pollen réutilisable

Filtre la poussière, le pollen, etc.

Remplacer tous les 6 mois
Efficacité de 88 % entre 7 et 10 μ
Double pack

HH1453



Filtre à pollen réutilisable

Les filtres interchangeables et réutilisables de Philips aident à nettoyer l'air que vous respirez en absorbant la poussière, le pollen, les moisissures, la squame animale et bien d'autres particules encore avec une efficacité de 88 % entre 7 et 10 microns.

Filtre à pollen réutilisable

- Filtre à air réutilisable

PHILIPS

Filtre à pollen réutilisable

Filtre la poussière, le pollen, etc. Remplacer tous les 6 mois, Efficacité de 88 % entre 7 et 10 μ , Double pack

HH1453/00

Caractéristiques

Compatibilité

- Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

Entretien

- Garantie: 90 jours

Informations techniques

- Remplacement: Tous les 6 mois

- Matériau du filtre: 100 % polyester
- Efficacité du filtre: Efficacité de 88 % entre 7 et 10 μ

Emballage

- Sommaire: Comprend 6 filtres

Référence

- Filtre à pollen réutilisable: 1133743

Points forts

Filtre à air réutilisable



Remplacez votre filtre réutilisable DreamStation Go tous les 6 mois.



Date de publication
2018-09-06

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 33743
UPC: 6 06959 41543 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com