

Philips DreamStation Go  
Kestokäyttöinen  
siitepölysuodatin

Suodattaa huone- ja siitepölyä

Vaihda 6 kuukauden välein  
88 %:n teho 7–10 µm:n  
hiukkaskoossa  
Kaksoispakkaus



HH1453

## Kestokäyttöinen suodatin

Philipsin kestäkäyttöiset vaihtosuodattimet puhdistavat hengitysilmaa suodattamalla huone- ja siitepölyä, homeitiöitä ja lemmikkieläinten hilsettä 88 %:n tehokkuudella, kun hiukkaskoko on 7–10 mikrometriä.

### **Kestokäyttöinen suodatin**

- Kestokäyttöinen ilmansuodatin

**PHILIPS**

## Kestokäyttöinen siitepölysuodatin

Suodattaa huone- ja siitepölyä. Vaihda 6 kuukauden välein, 88 %:n teho 7–10 µm:n hiukkaskoossa, Kaksois-pakkaus

# Tekniset tiedot

### Yhteensopivuus

- PAP-järjestelmä: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Huolto

- Takuu: 90 päivää

### Tekniset tiedot

- Varaosat: 6 kk:n välein

- Suodatinmateriaali: 100 % polyesteria
- Suodattimen tehokkuus: 88 %:n teho 7–10 µm:n hiukkaskoossa

### Pakkauksen tiedot

- Sisältö: Mukana 6 suodatinta

### Osanumero

- Kestokäyttöinen suodatin: 1133743

HH1453/00

# Kohokohdat

## Kestokäyttöinen ilmansuodatin



Vaihda kestävä käyttöön DreamStation Go -suodatin 6 kuukauden välein.



Julkaisupäivä 2018-09-07

Versio: 6.0.2

12 NC: 0000 011 33743  
UPC: 6 06959 41543 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)