



Philips DreamWear
Sangles en tissu

Pièce de rechange
avec 1 jeu de sangles en tissu
2 par paquet



HH1120

Conçu pour oublier que vous
portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

Facile à utiliser

- Confort et douceur

PHILIPS

Sangles en tissu

Pièce de rechange avec 1 jeu de sangles en tissu, 2 par paquet

Caractéristiques

Informations sur le produit

- Matériaux: Polyester, Spandex
- Garantie: 90 jours

Nettoyage : sangles en tissu

- Laver à la main avec un détergent doux: Rincer

abondamment, suspendre à l'air libre¹

Remplacement

- Vérifier chaque jour l'absence d'usure: Remplacer au premier signe d'usure

HH1120/00

Points forts

Sangles en tissu doux



Adoucit le contact avec votre joue



Date de publication
2017-12-29

Version: 7.0.1

12 NC: 0000 011 16754
UPC: 6 06959 02232 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* **Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2017
* ** Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.
* ¹ Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.