



Philips
AC-nätkabel

Europeisk kabel

HH1420

Ge enheten ström

Fungerar med europeiska standardkontaktuttag

Använd den här kabeln för att ersätta en sliten eller borttappad kabel. Den ansluts till PAP-enhetens strömkälla.

Kompatibilitet

- Robust nätkabel

PHILIPS

Specifikationer

Effekt

- Ger ström: Kompatibel med DreamStation

Service

- Garanti: 90 dagar

Funktioner

Kompatibilitet

AC-nätkabeln för Europa är avsedd för användning med DreamStation-enheter eller enheter i System One 60-serien.



Publiceringsdatum
2018-06-19

Version: 3.0.2

12 NC: 0000 010 39014
UPC: 6 06959 40758 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com