

Philips
Masque nasal de PPC Wisp
avec harnais

Pack
3 coussins (S/M, L, XL)
avec harnais

HH1024



La performance prend un nouveau visage.

Le joint d'étanchéité ingénieusement conçu pour le Wisp s'adapte automatiquement à chacun de vos mouvements.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Champ de vision dégagé

- Lire, regarder la télévision ou porter des lunettes

Design compact

- Le masque Wisp s'adapte aisément à plus de 98 % des utilisateurs*

Performance et confort

- Permet une mise en place et un ajustement rapides et faciles.

PHILIPS

Caractéristiques

Avvertissement : interférences magnétiques

- Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce masque

Compact

- Mise en place et ajustement faciles: Expiration silencieuse

Spécificités

- Niveau de pression acoustique: 19 dBA
- Nombre d'éléments: Six
- Matériau du coussin: Silicone/Polycarbonate
- Matériau du harnais: UBL/mousse d'uréthane/nylon/lycra/nylon thermoplastique
- Matériau du conduit: Nylon/Spandex/mousse d'uréthane
- Matériau du système de pivotement: Silicone/Polycarbonate
- Matériau du circuit: Élastomère de polyester thermoplastique
- Instructions de nettoyage : masque: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment,

sécher à l'air libre

- Nettoyage : harnais, circuit: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, suspendre à l'air libre
- Matériau du coude/du système de pivotement :: Polycarbonate
- Matériau des clips de fixation du harnais: Copolymère acétal
- Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH2O

Entretien

- Garantie: 90 jours

Utilisation prévue

- À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC

Design

- Confort: Sangle de tête élastique
- Compact: Mise en place et ajustement faciles
- Design breveté: Coussin à l'extrémité du nez
- Expiration silencieuse: Rotation du coude à 360 degrés

Points forts

Plus grande autonomie



La conception élégante du masque Wisp élimine la nécessité d'un appui frontal, permettant ainsi au patient de bénéficier d'un meilleur champ de vision.

Design compact, port naturel



Le coussin situé à l'"extrémité du nez" est conçu pour se placer sous l'arête nasale pour offrir un contact minimal et une étanchéité optimale. * Confirmation via la base de données anthropométriques

Design minimaliste, étanchéité optimale



Le design et les attaches du harnais facilitent l'utilisation et le nettoyage.

Clips magnétiques

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.



Date de publication
2018-04-08

Version: 6.0.1

12 NC: 0000 010 94061
UPC: 6 06959 02127 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.

* Confirmation via la base de données anthropométriques