



Philips DreamWear  
Kopfband

Standard

## Kaum zu spüren\*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

### Einfache Bedienung

- Weich und komfortabel



HH1119

**PHILIPS**

## Daten

### Produktangaben

- Materialien: Nylon, Polyurethan-Schaum, Elasthan
- Gewährleistung: 90 Tage

### Reinigung: Kopfband, Schlauch

- Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:

Sorgfältig abspülen, zum Trocknen aufhängen<sup>1</sup>

### Ersatz

- Täglich auf Verschleiß prüfen: Bei ersten Anzeichen von Verschleiß ersetzen

## Besonderheiten

### Innovatives Design



Modulares, gepolstertes Kopfband



Ausstellungsdatum  
2017-12-12

Version: 9.0.1

12 NC: 0000 011 16750  
UPC: 6 06959 40207 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Philips Umfrage zu Benutzerpräferenzen, 2017