



### Philips PersonalBest Peak Flow Meter

Farbcodierte 3-Zonen-Messung

So behalten Sie die Kontrolle  
Für Kinder und Erwachsene  
geeignet



HH1309

## Halten Sie Ihr Asthma unter Kontrolle

### Einfache Überwachung Ihres Ausatemspitzenflusses

Leicht, in sich geschlossen und mobil einsetzbar – Philips PersonalBest ermöglicht die Überwachung Ihres Ausatemspitzenflusses wann und wo immer Sie sie brauchen. Dies ist ein wichtiger Teil bei der Kontrolle Ihres Asthmas.

#### Benutzerfreundliche Funktionen

- Schnelles und einfaches Ablesen unterstützt Ihren Asthma-Aktionsplan
- Benutzerfreundliche Technologie
- Sichere Schutzhülle

#### Genauere Messungen

- Sie können das Gerät so konfigurieren, dass Ihr persönlicher Messbereich erfasst wird.

#### Pflegeleicht

- Sie brauchen nur Wasser und Seife

# PHILIPS


## Besonderheiten

### Überwachung des Ausatemspitzenflusses verfügbar




Dank des ausklappbaren Griffs erfolgt keine Berührung der Anzeigen; dies unterstützt auch eine praktische Technik zum problemlosen Ablesen der Werte.

### Drei-Zonen-Farbcodierung



Die farbcodierten Anzeigen definieren drei Messungszonen, wodurch Sie leichter erkennen können, ob Ihre oder die Erkrankung Ihres Kindes stabil bleibt oder sich verschlechtert.

### Einstellbare Messungen



Die farbcodierten Anzeigen können von Ihrem Arzt so eingestellt werden, dass die folgenden

Prozentsätze Ihres besten Ausatemspitzenflusses angezeigt werden: grüne Zone 80 bis 100%, gelbe Zone 50 bis 80% der persönlichen Bestleistung, rote Zone 50% oder weniger der persönlichen Bestleistung

### Aufbewahrung und Schutz



Der ausklappbare Griff kann zu einer stabilen Schutzhülle umfunktioniert werden, damit Ihr Messgerät sicher ist.

### Einfache Reinigung



PersonalBest kann mit warmem Wasser und milder Flüssigseife oder im oberen Teil der Spülmaschine gereinigt werden und an der Luft getrocknet werden.

## Daten

### Design

- Farbcodierte Anzeigen: 3-Zonen-Asthma-Management

### Kalibrierungsdaten

- Messbereich: 60 bis 800 l/min

### Leistungsdaten

- Genauigkeit:  $\pm 10\%$  oder 10 l/min
- Wiederholbarkeit:  $\leq 5\%$  oder 10 l/min
- Linearität:  $\leq 5\%$  oder 10 l/min
- Flusswiderstand:  $\leq 0,35$  kPa/l/min
- Frequenzgang:  $\leq 12\%$  oder 15 l/min

### Produktangaben

- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Abdeckung und Griff: Polypropylen
- Waage: Warmumgeformt, alkoholbeständig

### Waagenauflösung

- 10 l/min: Von 60 bis 700 l/min
- 20 l/min: Von 700 bis 800 l/min



Ausstellungsdatum  
2018-07-26

Version: 6.1.2

12 NC: 0000 010 22973  
UPC: 3 83730 22973 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)