



Philips DreamWear
Nesemaske for minimal
kontakt

Pakke

og 4 putestørrelser
1 bøylestørrelse Mellomstor



HH1111

Som om du ikke har noe på deg*

DreamWear er så praktisk at du kan sove komfortabelt uansett hvordan du liker å sove

*2015 Philips spørreskjema for brukerpreferanser

De beste putene og nesemaskene

- Komfort og ytelse

Komfortabel utforming

- Slank hodestropp
- Myk og fleksibel bøyle

Lett å bruke

- Komfortabel og myk

Nyskapende utforming

- Pute under nesen
- Luftrørtilkobling øverst på hodet
- Firedelt modulbasert utforming

Uhindret synsfelt

- Åpen utforming for et svært bredt synsfelt

PHILIPS

Høydepunkter

Nyskapende maske som går under nesen Slank hodestropp




Forhindrer røde merker, ubehag eller irritasjon i neseborene eller på neseryggen



DreamWear kombinerer komfort med estetikk: Du merker knapt at du har masken på deg, og den er også svært lite iøynefallende.

Bevegelsesfrihet



Ved å flytte rørets plassering til toppen av hodet gir DreamWear større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear.*

Firedelt modulbasert utforming



Modulbasert utforming for rask montering og rengjøring, med utskiftbare puter tilgjengelige i fire størrelser.

Pute under nesen



Forhindrer røde merker og irritasjon på neseryggen, noe som mange pasienter opplever når de bruker en tradisjonell heldekkende ansiktsmaske

Uhindret sikt



Det er enkelt å bruke briller, lese, se på TV og bruke datamaskinen eller nettbrettet på sengen.

Myke stoffomslag



Som en lett berøring mot kinnet

Myk og fleksibel bølge



Det fleksible materialet som luften strømmer gjennom, legges forsiktig mot huden og er behagelig å ha på seg.

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

- Uhindret synsfelt: Bruk briller, les eller se på TV

Service

- Garanti: 90 dager

Komfort

- Myke stoffomslag: Mykt grensesnitt mot kinnet
- Myk og fleksibel bøyse: Som en lett berøring mot ansiktet
- Pute under nesen: Forhindrer røde merker i neseborene

Tiltenkt bruk

- For pasienter >30 kg: med foreskrevet CPAP

Beskrivelser

- Rengjøringsinstruksjoner: maske: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig og lufttørk
- Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tørk
- Putemateriale: Silikon
- Materiale i vinkelrør/svingfeste:: Polykarbonat
- Bøylemateriale: Polykarbonat
- Hodestroppmateriale: Polyuretanskum, nylon/spandex
- Ant. deler: fem
- Driftstrykk: 4–20 cmH₂O
- Lydtrykknivå: 18 DBA
- Materiale i tekstilhylsen: Polyester/spandex



Utgivelsesdato
2018-04-12

Versjon: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16720
UPC: 6 06959 02340 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com