



Philips DreamStation Go  
Kertakäyttöinen 30 päivän  
hienosuodatin

Suodattaa huone- ja siitepölyä

Vaihda 30 päivän välein  
95 %:n teho alle 0,7 µm:n  
hiukkaskoossa  
6 kpl/pakkaus

HH1454

## 30 päivän hienosuodatin

Philipsin 30 päivän kertakäyttöiset hienosuodattimet puhdistavat hengitysilmaa suodattamalla huone- ja siitepölyä, homeitiöitä ja lemmikkieläinten hilsettä 95 %:n tehokkuudella, kun hiukkaskoko on 0,5–0,7 mikrometriä.

### 30 päivän kertakäyttöinen hienosuodatin

- 30 päivän hienosuodatin

**PHILIPS**

## Kertakäyttöinen 30 päivän hienosuodatin

Suodattaa huone- ja siitepölyä Vaihda 30 päivän välein, 95 %:n teho alle 0,7 µm:n hiukkaskoossa, 6 kpl/pakkaus

# Tekniset tiedot

### Yhteensopivuus

- PAP-järjestelmä: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

### Huolto

- Takuu: 15 päivää

### Tekniset tiedot

- Varaosat: 30 päivän välein

- Suodatinmateriaali: Synteettinen sekoitekuitu
- Suodattimen tehokkuus: 95 %:n teho 0,5–0,7 µm:n hiukkaskoossa

### Pakkauksen tiedot

- Sisältö: Mukana 2 suodatinta

### Osanumero

- Kertakäyttöinen 30 päivän hienosuodatin: 1133744

HH1454/00

# Kohokohdat

## 30 päivän hienosuodatin



Entistä tehokkaampi suodatus kertakäyttöisellä 30 päivän hienosuodattimella DreamStation Go -PAP-matkalaitteessa.



Julkaisupäivä 2018-09-07

Versio: 7.0.2

12 NC: 0000 011 33744  
UPC: 6 06959 41544 7

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)