

Philips TrueBlue  
Hodestropp

Redusert størrelse

HH1015



## TrueBlue-hodestroppen har integrerte justerbare stropper

TrueBlue er utformet for å kunne gi høy grad av komfort, stabilitet og bevegelsesfrihet med færrest mulig tilpasninger.

### **Utforming**

- Bedre stabilitet

**PHILIPS**

Hodedel  
Redusert størrelse

## Spesifikasjoner

### Service

- Garanti: 90 dager

### Utforming

- Stabilitet: Bakdeksel med hodestropp

### Beskrivelser

- Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon og Lycra
- Rengjøring: hodestropp, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

HH1015/00

## Høydepunkter

### Justerbare stropper



Hodedelen har integrerte justerbare stropper som går sammen inn i bakdekslet med hodestroppen, noe som gir økt stabilitet.



Utgivelsesdato  
2017-08-20

Versjon: 3.3.1

12 NC: 0000 010 71874

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)