

Philips Wisp  
Pædiatrisk næsemaske med  
minimal kontakt

## Pakke

Hovedtøj i børnestørrelse  
og 3 puder

HH1038



# Unikt design til unikke patientbehov

En maske specielt skabt til børn - fra formen på rammen til hældningen på puden. Børn kan bære masken komfortabelt under deres normale daglige aktiviteter.

### Design

- Modifieret pudekrumning, så den passer til et spædbarns ansigt og næse
- For at gøre maskejustering mindre forstyrrende

### Ydeevne og komfort

- Maske specielt designet til børn

### Børnevenligt print

- Sjovt og børnevenligt print og bløde stofmaterialer

### Åbent synsfelt

- Læs, se TV eller bær briller

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Stof med girafmønster



Det legesyge tema gør det lettere at behandle barnet og gør ham eller hende mere tryk ved masken.

### Højere grad af uafhængighed



Wisps slanke design eliminerer behovet for en pandepude, så børn bekvemt kan bruge masken under deres normale daglige aktiviteter.

### Innovativ afhjælpning af lækage



Drejeknappen til afhjælpning af lækage lader dig justere masken uden at fjerne den eller vække barnet.

### Minimal kontakt, maksimal komfort



Puden, rammen og hovedtøjet er designet, så de passer til størrelsen og knoglestrukturen på pædiatriske patienter.

### Blød og behagelig



Alle tre pudestørrelser passer til den samme ramme

## Specifikationer

### Service

- Garanti: 90 dage

### Design

- Kompakt: Ydeevne og komfort

### Specifikationer

- Lydtrykkniveau: 22,1 dBA
- Antal dele: Fem
- Pudemateriale: Silikone
- Hovedtøjsmateriale: UBL/polyuretanskum/nylon/spandex
- Slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer
- Rammemateriale: Nylon/spandex/polyurethan/skum/polyester/acryl
- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre
- Knæstykke-/drejeledsmateriale: Amorf nylon
- Driftstryk: 4 - 20 cmH<sub>2</sub>O
- Hovedtøjsspændemateriale: Amorf nylon
- Slangeovertræk: Nylon/spandex

### Brugsformål

- patienter > 5 kg med CPAP: behandling med to niveauer, eller receptpligtig ikke-invasiv ventilation



Udgivelsesdato  
2018-01-16

Version: 2.0.1

12 NC: 0000 011 04961  
UPC: 6 06959 02673 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)