



Philips DreamWear  
Conduit

Pièce de rechange  
Conduit petite taille



HH1116

## Conçu pour oublier que vous portez un masque.\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

### Conception innovante

- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête
- Conduit souple et doux

### Facile à utiliser

- Conçu pour vous

**PHILIPS**

Conduit  
Pièce de rechange Conduit petite taille

# Caractéristiques

## Conception innovante

- Confort et performance: Sangles en tissu doux

## Informations sur le produit

- Matériaux: Polycarbonate, Silicone
- Garantie: 90 jours

## Nettoyage : conduit

- Laver à la main avec un détergent doux: Rincer abondamment, sécher à l'air libre<sup>1</sup>

## Remplacement

- Vérifier chaque jour l'absence d'usure: Remplacer au premier signe d'usure

HH1116/00

# Points forts

## Conduit simple



Facile à utiliser, le conduit est disponible en trois tailles, vous permettant de choisir le plus adapté à votre visage. Les tailles de conduit s'adaptent à toutes les tailles de coussin.

## Conduit à la conception innovante



Le conduit souple et doux assure le confort pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils en oubliaient la présence du masque.\*

## Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit.



Date de publication  
2018-04-03

Version: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16745  
UPC: 6 06959 40204 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2017  
\* \* Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.  
\* <sup>1</sup> Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.