



Philips InnoSpire Mini
Draagbaar
compressorsysteem voor
verneveling

Ontworpen voor onderbroken
gebruik

Behandeling in 6-8 minuten*
Oplaadbare batterij
Inclusief SideStream Plus



HH1302

Een ideale reisgenoot

Compact en lichtgewicht

Dankzij de InnoSpire Mini, een draagbare vernevelaar, kunt u uw medicijnen vernevelen waar en wanneer u maar wilt. InnoSpire Mini is met zijn compacte afmetingen de ideale reisgenoot en biedt u de onafhankelijkheid om alles uit het leven te halen.

Draagbaar

- Consistente therapie waar u op kunt rekenen
- Compact en lichtgewicht

Meerdere voedingsopties

- Inclusief oplaadbare batterij

Beproefde vernevelingstechnologie

- Inclusief duurzame SideStream Plus-vernevelaar
- Behandeling toegediend in 6-8 minuten*
- Compatibel met de vaakst voorgeschreven vernevelingsmedicijnen

PHILIPS

Draagbaar compressorsysteem voor verneveling

Ontworpen voor onderbroken gebruik Behandeling in 6-8 minuten*, Oplaadbare batterij, Inclusief Side-Stream Plus

Kenmerken

Veelzijdigheid



In staat om een grote verscheidenheid aan medicijnen te vernevelen die regelmatig in combinatie met vernevelaars worden gebruikt om ademhalingsaandoeningen te behandelen.

Onderbroken gebruik



Ontworpen voor onderbroken gebruik (30 minuten aan/30 minuten uit) en geschikt voor thuis en onderweg. Philips InnoSpire Mini biedt consistente medicijntoediening voor hoogwaardige aerosolbehandeling waar u op kunt vertrouwen.

Meerdere voedingsopties



De InnoSpire Mini kan worden aangesloten op een klassiek stopcontact of kan worden gevoed door de lithiumionbatterij, die de compressor tussen opladen door 90 minuten ingeschakeld kan houden. De InnoSpire Mini kan ook worden gevoed door een 12-volt gelijkstroomautoadapter wanneer u onderweg bent.

Draagbaar



Het InnoSpire Mini-compressorsysteem voor verneveling stelt patiënten effectief de meeste gebruikelijke aerosolmedicatie te vernevelen. Het systeem is draagbaar, waardoor u uw behandeling vrijwel overal en altijd kunt uitvoeren wanneer het u uitkomt.

Beproefde vernevelingstechnologie



SideStream Plus is ontworpen om meer lucht aan te zuigen via een actief venturisyysteem, wat resulteert in snelle medicijntoediening en korte behandelingstijden. Het unieke diamantvormige straalontwerp helpt slijtage door frequent gebruik beperken en ondersteunt consistente toediening van een hoogwaardige aerosol.

Behandelingstijd



InnoSpire Mini is ontworpen om in combinatie met de SideStream-vernevelaar te zorgen voor korte behandelingstijden en een snelle toediening van medicijnen.

HH1302/00

Specificaties

Parameters tijdens gebruik

- Maximale stroomsnelheid: 8 l/min
- Maximale druk: 30 psi
- Bedrijfsmodus: Onderbroken (30 min. aan/uit)

Inhoud verpakking

- Inclusief: Gebruiksaanwijzing, InnoSpire Mini-compressor

Prestatiegegevens

- MMAD: 4,77 µm
- Fijne-deeltjesfractie: 51,44% lager dan 5 µm
- Opladetid van batterij: Circa 6 uur
- Aantal behandelingen per lading: Maximaal 12 behandelingen*
- Gebruiksduur met batterij: Maximaal 90 minuten

Productgegevens

- Garantie: Batterij: 6 maanden, Compressor: 3 jaar
- Geluidsniveau: 58 ± 4 dBA

Vervanging

- SideStream Plus: Iedere 6 maanden



Publicatiedatum
2018-07-27

Versie: 3.1.3

12 NC: 0000 011 09438
UPC: 3 83730 09438 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** Bij een dosis van 2,5 ml salbutamol