



Philips
Performance-slang (22
mm)

Licht en flexibel in gebruik
Ergonomisch ontwerp

HH1402

Nieuwe witte Performance-slang (22 mm)

Licht en flexibel

Perfekte keuze voor kleinere, lichte maskers, aangezien de slang minder aan het masker trekt en de afdichting minder verstoort.

Compatibiliteit

- Performance-slang is geschikt voor lichte maskers

Ergonomisch ontwerp

- Gebruiksvriendelijk

PHILIPS

Performance-slang (22 mm)
Licht en flexibel in gebruik Ergonomisch ontwerp

Specificaties

Ontwerp

- Compatibel met: de meeste CPAP-apparaten

Specificaties

- Diameter aanzetstuk: 22 mm millimeter
- Lengte: 1,82 m

HH1402/00


Kenmerken

Compatibiliteit



Compatibel met bijna alle CPAP- en BiPAP-systemen waarbij een niet-verwarmde slang van 22 mm moet worden gebruikt.

Gebruiksgemak



De ergonomisch ontworpen manchet kan eenvoudig worden vastgepakt en verwijderd van het masker of de machine.



Publicatiedatum
2018-01-11

Versie: 5.0.1

12 NC: 0000 010 32907
UPC: 6 06959 00217 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com