

PHILIPS

RESPIRONICS

Wisp

Pädiatrie-Nasenmaske

**Einfach
träumen**

Minimaler Kontakt, **maximale**

Wisp Pädiatrie-Nasenmaske – speziell für Kinder entwickelt

Die Wisp Pädiatrie verfügt über ein kindgerechtes Stoffmuster, eine modifizierte Maskenkissen-Wölbung und unterstützende Hilfsmittel für die Familie, um Ihrem Kind eine positive Erfahrung zu bereiten.

- Die Form des Maskenkissens ist für die Anpassung an die Wölbung von Gesicht und Nase von Säuglingen konzipiert.
- Die ungehinderte Sicht ermöglicht den Kindern, die Maske bequem während ihrer normalen täglichen Aktivitäten zu tragen.
- Ein Leckagen-Korrekturdrehknopf erlaubt Ihnen, die Maske anzupassen, ohne dass sie abgenommen oder das Kind aufgeweckt werden muss.
- Die drei verfügbaren Maskenkissengrößen sind speziell auf kleine Kinder abgestimmt.



r Komfort

Wir unterstützen Ihre Familie mit un

Die Produktfamilie der Wisp Masken

Bietet vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter Kontinuität und Beständigkeit der Behandlungserfahrung.



Wisp Pädiatrie



Wisp Youth



Wisp Erwachsene

Beatmungsgeräte der Trilogy-Serie

Schonende Verabreichung einer nicht-invasiven Beatmungstherapie zu Hause oder überall da, wo sie benötigt wird.



Sami der Seehund Kompressor-Verneblersystem

Angenehmere Inhalationstherapien durch die Kombination einer niedlichen Figur mit Zuverlässigkeit und einem benutzerfreundlichen Design.



Weitere Informationen über Wisp, Trilogy oder Sami den Seehund finden Sie im Internet unter:
www.philips.de/respironics



nserer Produktfamilie

Avent Produkte

Machen das Füttern, Beruhigen und Schlafen natürlicher und angenehmer für Eltern und Kind.

- Babyflaschen
- Schnuller
- Stillzubehör
- Flaschenwärmer und -sterilisierer
- Trinklernbecher
- Babyphone



Weitere Informationen über Avent-Produkte finden Sie im Internet unter www.philips.de/avent



Sonicare For Kids


Die wiederaufladbare Schallzahnbürste mit dynamischem Reinigungsvorgang sorgt dafür, dass Kinder ihre Zähne besser, länger und regelmäßiger putzen.



Weitere Informationen über Sonicare For Kids finden Sie im Internet unter www.philips.de/sonicare

Unterstützung

für Sie und Ihr Kind



Die Wisp Pädiatrie-Nasenmaske verfügt über ein neues, kindgerechtes Giraffemuster und besteht aus weichen Stoffmaterialien.

Wir haben eine

Fantasiewelt mit der Comic-Giraffe „Jacky“ und ihren Freunden „Sami dem Seehund“ und „Tucker der Schildkröte“ entwickelt, um den Kindern die Einleitung der Therapie angenehmer zu machen und die Gewöhnung an die Maske zu erleichtern.

Wir haben außerdem ein Bilderbuch gestaltet, um auch den jüngsten Kindern mit Atemproblemen zu verdeutlichen, warum ihnen das Tragen einer Maske hilft.

Jackys Abenteuer und die Anleitungsvideos, die Ihnen und Ihrem Kind die Therapie-Eingewöhnung erleichtern, können auch auf dem Philips Respironics YouTube-Kanal aufgerufen werden: philips.to/wisppediatric.





© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

www.philips.de/respironics

MCI 4107589 PN459683