

# PHILIPS

## IPL- hårfjerningsenhet

### Lumea Prestige

Til bruk på kroppen og i ansiktet

15 minutter for å behandle  
leggene

>250 000 lysglimt

Uten ledning



SC2007/00



## Få følelsen av varig hårløs hud\*

Philips Lumea Prestige er den mest effektive trådløse IPL-løsningen, og den fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår i ansiktet og på kroppen. Forsiktede lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag.

### Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer
- Tilpasset for sikker og effektiv bruk i hjemmet
- Passer til en rekke hår- og hudtyper

### Skånsom og effektiv bruk i ansiktet og på kroppen

- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Stort behandlingsvindu gir rask behandling
- Presisjonstilbehør for sikker ansiktsbehandling
- Skånsom behandling

### Maksimal frihet, svært enkelt

- Trådløs og praktisk
- Ingen ekstradeler, ingen skjulte kostnader
- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi



asimpleswitch.com


# Høydepunkter

## IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 frivillige.

## Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktede lyspulser på hårrøttene. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på.

## Effektiv uten problemer

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den

enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

## Passende hår- og hudtyper




Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for veldig mørk hud.

## Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, under armene, bikinilinjene, magen og armene.

## Rask behandling på bena



Stort behandlingsvindu gir rask behandling på store områder, som bena.

## Ekstra sikkerhet for ansiktet



Presisjonstilbehøret er utstyrt med et ekstra integrert lysfilter og gir en sikker og praktisk påføring på overleppen, haken og kinnskjegget. Det kan også brukes på andre sensitive områder på kroppen, for eksempel armhulene, bikinilinjene og steder der det er vanskelig å komme til.

## Skånsom behandling



Skånsom mot huden.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Tekniske spesifikasjoner

**Lampe med høy ytelse:** Leverer > 250 000 lysglimt

## Bruksområder

**Områder på kroppen:** Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

**Ansiktsområder:** Hake, Kinnskjegg, Overleppe

## Tilbehør

**Presisjonstilbehør (2 cm<sup>2</sup>):** For sikker bruk i ansiktet

**Kroppstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** For bruk nedenfor halsen

## Deler som medfølger

**Lader:** Flerspenningslader

**Brukerveiledning:** Brukerhåndbok

**Lagring:** Luksuriøs veske

**Tilbehør:** Renseklut

## Drift

**Ladetid:** 100 min

**Driftstid:** Minst 370 lysglimt

**Spenning:** 100–240 V

## Sikkerhet og justerbare innstillinger

**Integrert UV-filer:** Beskytter huden mot UV-stråler

**Fem lysenergiinnstillinger:** Kan tilpasses til hudtypen din

**Integrert sikkerhetssystem:** Forhindrer utilsiktede lysglimt

## Service

**Garanti:** 2-års global garanti

## Påføringstid

**Legg:** 8 min

**Armhule:** 1 min

**Bikininlinje:** 1 min

**Ansiktsområder:** 1 min

## Programmodus

**Glidende lysglimt:** For praktisk påføring

**Kan brukes med og uten ledning:** Trådløs

**Trykk og flash:** For behandling på kurvede områder

