

PHILIPS

IPL – hårfri hud upp
till 8 veckor!

Lumea Precision
Plus

För kropp, ansikte och bikinilinj

15 minuter för att behandla
benen

Kliniskt bevisat resultat

Undvik stickig utväxt och
irriterad hud



SC2008/11



Det bästa sättet att förhindra håråterväxt för jämn hud hemma

Slipp irriterad hud och stickig utväxt, Lumea IPL reducerar håråterväxten och ger dig len hud i upp till 8 veckor! Lumea IPL Precision Plus är den mest flexibla IPL-lösningen för ansikte, ben och bikinilinj. Testa i 120 dagar!

Varaktig mjukhet

- Kliniskt bevisad att reducera håråterväxt
- Len och hårfri hud med långvarigt resultat

Hårborttagning med IPL-teknologi

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv på kroppen, ansiktet och bikiniområdet

- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Större tillbehör för kroppen ger snabbare resultat
- Ansiktstillbehör för säker ansiktsbehandling
- Tillbehör för särskild behandling av hår i bikiniområdet
- 5 intensitetsnivåer

Maximal frihet, minimalt krångel


- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar eller extra tillbehör krävs



asimpleswitch.com

Funktioner

Varaktigt mjukhet



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Vi på Philips har forskat i IPL-teknologin i över tio år, och är stolta att kunna erbjuda IPL-metoden för säker hårborttagning hemma. Kliniska tester visar att Lumea IPL reducerar hårväxten med över 75 % redan efter fjärde behandlingen. Om du upprepar behandlingen (var 4:e till 8:e vecka beroende på individuell hårväxt) håller sig benen släta och hårfria i upp till åtta veckor.

Len och hårfri hud med långvarigt resultat



Över åtta av tio kvinnor i Norden använder rakning som primär hårborttagningsmetod. För de flesta av oss innebär det besvär som irriterad hud, inåtväxta hårstrån och stickig utväxt redan efter någon dag. Philips erbjuder dock en hårborttagningsmetod där du slipper bieffekterna av rakning, vaxning, eller hårborttagningsmedel och istället kan njuta av len och hårfri hud med långvarigt resultat.

IPL-teknologi



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från samma

teknik som används i professionella skönhetsalonger och anpassat tekniken för säkert hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla den här innovativa hårborttagningsmetoden. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 kvinnor.

Lämpliga hår- och hudtyper

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Tillämpningsområden



Du kan tryggt använda Lumea Precision Plus i ansiktet (överläpp, haka och polisonger) och kropp – ben, bikinilinj, mage och armar. För ansiktet finns ett mindre tillbehör med extra skonsamt filter för den känsliga ansiktshyn, dessutom finns ett särskilt tillbehör anpassat för det svåråtkomliga området vid bikinilinj.

Snabb behandling på ben



Större tillbehör för kroppen ger snabbt resultat på större områden, till exempel benen.

Extra säkerhet för ansiktet



Tillbehöret för ansiktet har sitt eget specialutformade inbyggda ljusfilter för säker och bekväm användning på den känsliga huden i ansiktet (överläpp, haka och området vid polisongerna). Det kan även användas på andra känsliga områden på kroppen, till exempel armhålor och andra svåråtkomliga ställen.

Tillbehör för bikiniområdet



Specialutformat tillbehör för bikiniområdet för effektiv behandling av håret vid bikinilinj. Hår i det här området blir normalt kraftigare och tjockare än hår på benen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Högprestandalampa: Producerar > 140 000 ljussignaler

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Ben, Armar, Mage, Bikini, Under armarna (armhålan)

Ansikte: Haka, Polissonger, Överläpp

Programläge

Slide & Flash: För bekväm behandling

Step & Flash: För behandling på kurviga områden

Med och utan sladd: Trådlös

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För användning nedanför halsen

Tillbehör för bikiniområdet (2 cm²): Särskild behandling hår i bikinilinjen

Ansiktstillbehör (2 cm²): För säker användning på ansiktet

Användningstid

Underben: 8 min

Under armarna: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Ansikte: 1 min

Medföljande tillbehör

Förvaring: Fodral

Anvisningar för användning:

Snabbstartshandbok, Användarhandbok

Laddare: Flerspänningsladdare

Effekt

Spänning: 100–240 V

Laddningstid: 100 min.

Drifttid: Minimum 370 ljussignaler

Service

Garanti: 2 års global garanti

