

PHILIPS

IPL
ontharingssysteem

Lumea

Alleen voor gebruik op het
lichaam

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Levensduur >100.000
lichtpulsen

Snoerloos ontwerp



SC2001/01



Vertraag de teruggroei van haartjes

IPL ontharingssysteem: elke dag een zijdezachte huid

Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar, waar ook op het lichaam, te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikte haar- en huidtypen

Zacht en effectief, zelfs op de gevoelige huid

- Vijf instelbare lichtsterktes
- Toepassingsgebieden

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangende onderdelen nodig




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Kenmerken

Langdurige gladheid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingsysteem heeft Philips nauw

samen gewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.

Zacht in gebruik



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Snoerloos gemak



Het unieke snoerloze ontwerp van de Lumea is ideaal: u kunt de Lumea namelijk gebruiken waar en wanneer u maar wilt.

Geen vervangende onderdelen nodig



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, onderarmen, bikinilijn, armen en buik.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 80.000 pulsen afgeven

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Benen, Armen, Oksels, Buik, Bikini

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (3 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Meegeleverde artikelen

Docking station: Oplader voor verschillende voltages

Instructies voor gebruik: Demo-DVD, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Vermogen

Oplaadtijd: 100 min.

Gebruikstijd: Min. 320 pulsen

Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

Behandeltijd

Okseel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Onderbeen: 8 min.

