

# PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Advanced

Para corpo

Com sensor de tom de pele

15 minutos para tratar meia perna

+ aparador tipo caneta Satin Compact



BRI920/00

Obtenha uma pele sem pelos durante, pelo menos, 3 meses\*

Pelo menos 85% de redução de pelos após 3 tratamentos\*\*

A Philips Lumea Advanced faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pelos no corpo. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

#### Remoção de pelos de longa duração com tecnologia IPL

- Tecnologia IPL avançada, desenvolvida em colaboração com dermatologistas
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pelo e tons de pele
- Aplicação Lumea GRÁTIS para um orientador pessoal na ponta dos seus dedos

#### Seguro, rápido e eficiente para o corpo


- Tratamento seguro e eficaz comprovado
- Sensor de tom de pele integrado

#### Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Janela de tratamento grande para aplicação rápida
- Edição especial de beleza – inclui aparador tipo caneta Satin Compact


# Destaques

## Suavidade mais duradoura



IPL significa luz intensa pulsada. A Philips Lumea aplica impulsos delicados de luz na raiz do pelo, colocando o folículo numa fase de repouso. Como consequência, a quantidade de pelo que cresce no seu corpo diminui gradualmente. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave. O tratamento para evitar o crescimento dos pelos é seguro e delicado, mesmo em áreas sensíveis. A Philips Lumea foi testada clinicamente e desenvolvida em colaboração com dermatologistas para um tratamento fácil e eficaz no conforto da sua casa.

## Eficácia comprovada



Estudos objetivos demonstram uma redução de, pelo menos, até 85% dos pelos em apenas 3 tratamentos.\*\* Os primeiros 4 tratamentos devem ser realizados a cada 2 semanas, após as quais já deverá conseguir ver os resultados desejados. Para manter os resultados, basta retocar a cada 4 semanas. Após apenas 8 tratamentos de retoque pode ficar sem pelos durante, pelo menos, 3 meses.\* Para aumentar esta imagem, clique na imagem na galeria de imagens na parte superior desta página.

## Tipos de pelo e pele adequados



A Philips Lumea Prestige funciona de forma eficiente, simples e segura numa grande variedade de tipos de pelo e pele. É adequado a pelos loiros escuros, castanhos e preto naturais e a tons de pele desde muito branco a castanho escuro. Tal como os outros tratamentos à base de luz intensa pulsada, a Philips Lumea não é eficaz a tratar pelos brancos/grisalhos, louros claros ou ruivos e não é adequado a tons de pele muito escuros. Isto deve-se ao alto contraste que é necessário entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom de pele.

## Sensor de tom de pele



O sensor de tom de pele integrado mede o tom da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante o tratamento. Se detetar um tom de pele demasiado escuro para este produto, interrompe automaticamente a emissão de impulsos de luz.

## Tratamento rápido das pernas



Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

## Aplicação Lumea GRÁTIS



Transfira gratuitamente a aplicação Lumea e consiga uma experiência IPL única e personalizada, apenas para si. É o seu orientador pessoal que garante que tira o melhor partido da sua Lumea e que a utiliza da forma correta para obter resultados duradouros. A aplicação ajuda a criar a sua agenda de tratamento personalizado por zona do corpo, com sugestões e conselhos durante cada tratamento. Tudo o que tem de fazer é consultar a aplicação regularmente para se certificar de que recebe todas as notificações ou lembretes.

## Edição especial de beleza



O aparador portátil da Philips é uma ferramenta de beleza discreta que permite a depilação simples e rápida, mesmo dos pelos faciais mais finos.

# Especificações

## Zonas de aplicação

**Zonas do corpo:** Braços, Pernas, Barriga, Axilas, Biquíni

## Acessórios

**Acessório corporal (4 cm<sup>2</sup>):** Para utilizar abaixo da linha do pescoço

## Modo de aplicação

**Deslizar e pulsar:** Para aplicação com movimento fácil

**Utilização com fios/sem fios:** Com fios

**Posicionar e pulsar:** Para tratamento em áreas com contornos

## Tempo de aplicação

**Biquíni:** 4 min.

**Axilas:** 2:30 min.

**Meia perna:** 15 min.

## Segurança e definições ajustáveis

**Filtro UV integrado:** Protege a pele dos raios UV

**5 definições de energia da luz:** Ajustável ao seu tipo de pele

**Sistema de segurança integrado:** Evitar impulsos de luz acidentais

**Sensor de tom de pele:** Detecta o seu tom de pele

## Potência

**Voltagem:** 100-240 V

**Utilização com fio**

## Itens incluídos

**Instruções de utilização:** Manual do utilizador

**Armazenamento:** Bolsa

**Adaptador:** 24 V / 1500 mA

**Acessório:** Pano de limpeza

## Aparador tipo caneta

**Acessórios:** Escova de limpeza, Pente para sobrancelhas

**Fácil de utilizar:** Pega compacta

**Potência:** Pilha AAA

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia global

