

# PHILIPS

Épilateur à lumière  
intense pulsée

Lumea

Precision Plus

Utilisation sur le corps et le  
visage

100 000 flashes

SC2003/12



## Prévient la repousse des poils

### Mode Slide & Flash pour une épilation plus rapide

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur le visage et le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour. Le mode Slide & Flash vous permet de flasher en continu pour une utilisation plus rapide et plus confortable.

#### Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

#### Douceur longue durée

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

#### Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire

#### Application douce et efficace sur le corps comme sur le visage

- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Accessoire de précision pour flasher le visage en toute sécurité
- Grand accessoire corps pour un flashage rapide
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour s'adapter à votre type de peau
- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Points forts

### Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.

### Mode flash Continu & Manuel



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu. Sa lampe longue durée offre une autonomie de 100 000 flashes permettant jusqu'à 200 utilisations sur corps complet, soit 5 ans minimum d'utilisation.


### L'efficacité sans effort



Une efficacité cliniquement prouvée : 80% de non-repousse après 4 séances bimensuelles\*. Nos études cliniques ont

démonstré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.\* % moyen obtenu lors de tests internes sur 40 femmes de couleur de poils différents, épilation des jambes, Autriche, 2012

### Douceur longue durée




Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses qui sont guidées le long des poils grâce à la mélanine, jusqu'à la racine du poil. Entre les séances, les poils tombent naturellement (pendant 1 à 2 semaines) et la repousse est inhibée. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour. Il est important de bien s'épiler au rasoir avant d'utiliser Lumea, afin que la lumière atteigne la racine du poil.

### Une sécurité accrue sur le visage



L'accessoire de précision est doté d'un filtre UV supplémentaire intégré et permet une utilisation pratique et en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton et les joues.

### Flashage rapide des jambes



Grand accessoire corps pour flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes. Durée moyenne d'une séance pour 1 jambe entière : 14 min. Maillot et aisselles : 1 minute chacun.

### Cinq niveaux d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour assurer une épilation douce et efficace sur les différents types de peau et pour diverses couleurs de poils. Utilisé correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO<sub>2</sub>. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

# Caractéristiques

## Spécificités techniques

**Lampe haute performance:** Produit > 100 000 flashes

## Zones d'application

**Parties du corps:** Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

**Parties du visage:** Menton, Joues, Lèvre supérieure

## Accessoires

**Accessoire de précision (2 cm<sup>2</sup>):** Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

**Accessoire corps (4 cm<sup>2</sup>):** Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

## Accessoires inclus

**Chargeur:** Chargeur multi-tension

**Conditions d'utilisation:** Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

**Rangement:** Trousse

## Alimentation

**Temps de charge:** 100 min

**Autonomie:** 370 flashes minimum

**Tension:** 100-240 V

## Sécurité et paramètres réglables

**Filtre UV intégré:** Protège votre peau des rayons UV

**5 réglages d'intensité lumineuse:** S'adapte à votre type de peau

**Système de sécurité intégré:** Évite les flashes accidentels

## Entretien

**Garantie:** Garantie mondiale de 2 ans

## Durée d'utilisation

**Demi-jambe:** 8 min

**Aisselle:** 1 min

**Maillot:** 1 min

**Parties du visage:** 1 min

## Mode d'application

**Flash Continu & Manuel:** Pour une application pratique

**Flashes ponctuels:** Pour une utilisation sur les courbes

**Utilisation avec ou sans fil:** Sans fil

