

# PHILIPS

IPL - matiņu  
noņemšanas ierīce

Lumea Advanced

Izmantošanai uz ķermeņa

Ar ādas toņa sensoru

15 minūtes apakšstilbu  
apstrādei



SC1994/00



## Āda bez matiņiem vismaz 3 mēnešus\*

Matiņu samazināšanās vismaz par 85 % pēc 3 apstr. reizēm\*\*

Philips Lumea Advanced satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa ķermeņa. Saudzīgi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

### **Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju**

- Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājas apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem
- BEZMAKSAS Lumea lietotne — jūsu personīgais padomdevējs

### **Drošs, ātrs un efektīvs visam ķermenim**

- Pierādīti droša un efektīva procedūra
- Iebūvēts ādas toņa sensors

### **Maksimāla brīvība, minimāla piepūle**


- Liels procedūru logs ātrai lietošanai



asimpleswitch.com


# Izceltie produkti

## Ilgstoši gluda āda



Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtotot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājās apstākļos.

## Pierādīta efektivitāte



Neatkarīgi pētījumi pierāda, ka jau pēc 3 procedūrām ir vērojama vismaz 85% apmatojuma samazināšanās\*\*. Pirmās 4 proc. ir jāveic ar 2 ned. intervālu, un pēc šīm 4 proc. jau iespējams redzēt vēlamu rezultātu. Lai saglabātu rezultātu, vienkārši atkārtojiet proc. ik pēc 4 ned. Pēc 8 atkārtotām proc., jūs varat baudīt dzīvi bez liekā apmatojuma vismaz 3 mēn.\*. Lai palielinātu attēlu, lūdzu, noklikšķiniet uz attēla, attēlu galerijā šīs lapas augšpusē.

## Piemēroti matiņu un ādas tipi



Philips Lumea Prestige efektīvi, viegli un droši iedarbojas uz dažādiem matu un ādas tiem. Ierīce iedarbojas uz dabiski tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem un ādas toņiem no ļoti gaiša līdz tumši brūnam. Tāpat kā citas procedūras, kas izmanto IPL, Philips Lumea nevar izmantot baltu/sīmu, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādāšanai, un ierīce nav piemērota ļoti tumšai ādai. Tas ir izskaidrojams tādejādi, ka starp matu krāsas pigmentu un ādas toņa pigmentu nepieciešams liels kontrasts.

## Ādas toņa sensors




Iebūvētais ādas toņa sensors nosaka apstrādātās ādas stāvokli katras procedūras sākumā un dažreiz arī procedūras laikā. Ja tas nosaka ādas toni, kas ir pārāk tumšs šī produkta izmantošanai, tas automātiski pārtrauks impulsa izdalīšanu.

## Ātra procedūra kājām



Liels procedūru logs ātrai lietošanai uz lielām zonām, piemēram, kājām.

## BEZMAKSAS Lumea lietotne



Lumea lietotni iespējams lejupielādēt bez maksas, un tā piedāvā unikālu un individuālu IPL pieredzi – tieši jums. Tas ir jūsu personīgais padomdevējs, kas nodrošina, ka jūs no sava Lumea gūstat maksimālu efektu un izmantojat to pareizi, lai sasniegtu ilgstošus rezultātus. Lietotne jums palīdz izveidot individuālu procedūru grafiku katrai ķermeņa zonai, sniedzot ieteikumus un padomus katras procedūras laikā. Jums tikai atliek regulāri pārbaudīt lietotni, lai pārliecinātos, ka saņēmti visi jaunākie ziņojumi vai atgādinājumi.



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, atreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

# Specifikācijas

## Izmantošanas zonas

**Ķermeņa zonas:** Rokas, Kājas, Vēders, Paduses, Bikini

## Piederumi

**Ķermeņa uzgalis (4 cm<sup>2</sup>):** Izmantošanai zem kakla līnijas

## Lietošanas režīms

**Slidēšana un apstrāde:** Izmantošanai bez liekas piepūles

**Lietošana ar vadu / bez vada:** Izmantojams ar vadu

**"Stamp and Flash" tehnoloģija:** Apstrādei izliektās vietās

## Izmantošanas laiks

**Bikini:** 4 min

**Paduse:** 2,5 min

**Apakšstilbi:** 15 min

## Drošības un regulējamie iestatījumi

**Iebūvēts UV filtrs:** Aizsargā ādu pret UV gaismu

**5 gaismas enerģijas iestatījumi:** Pielāgojiet savam ādas tipam

**Iebūvēta drošības sistēma:** Sargā no neparedzētiem zibšņiem

**Ādas tonņa sensors:** Nosaka ādas toni

## Strāvas padeve

**Spriegums:** 100-240 V

**Izmantojams ar vadu**

## Komplektā iekļautie piederumi

**Lietošanas pamācības:** Lietotāja rokasgrāmata

**Uzglabāšana:** Somiņa

**Adapteris:** 24 V / 1500 mA

**Aksesuārs:** Tīrīšanas drāna

## Serviss

**Garantija:** 2 gadu garantija visā pasaulē

