

PHILIPS

Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Lumea Precision

Do stosowania na twarzy i ciele

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

Żywotność: > 140 000 impulsów światła

Bezprzewodowa konstrukcja



SC2006/11



Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów

umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwała gładkość

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku

Usuwanie owłosienia dzięki technologii IPL

- Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Delikatne i skuteczne działanie na twarzy i na ciele

- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Precyzyjna nasadka, która umożliwia bezpieczną depilację włosów na twarzy
- Większa nasadka do ciała do szybkich zabiegów
- Pięć regulowanych ustawień energii świetlnej
- Tryb przesunięcia i błysku ułatwiający przeprowadzanie zabiegów

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku

- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów



asimpleswitch.com

Zalety

Długotrwała gładkość



Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku



Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi

dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rudy, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Pięć ustawień energii świetlnej



Urządzenie Philips Lumea oferuje pięć regulowanych ustawień energii świetlnej, które zapewniają delikatne, a jednocześnie skuteczne usuwanie owłosienia. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi IPL z użyciem urządzenia Philips Lumea są bezpieczne i łagodne — można je stosować również na wrażliwej skórze i delikatnych częściach ciała.

Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do usuwania owłosienia z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i bokobrodów) i różnych obszarów ciała, w tym nóg, pach, okolic bikini, brzucha i ramion.

Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie



Dzięki wyjątkowej, bezprzewodowej konstrukcji urządzenie Lumea zapewnia maksymalną swobodę i łatwość użytkowania.

Brak konieczności wymiany części

Urządzenie Philips Lumea to kompletne rozwiązanie, z którego można korzystać od razu po rozpakowaniu. Warto wspomnieć, że produkt nie wymaga używania wymiennych lamp ani żeli.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Dane techniczne

Lampa o wysokiej wydajności: Dostarcza ponad 140 000 błysków

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Pierścień bezpieczeństwa: Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

5 ustawień intensywności światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Zintegrowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Obszary zastosowania

Obszary ciała: Nogi, Ramiona, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

Okolice twarzy: Podbródek, Bokobrody, Górna warga

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne przeprowadzanie zabiegów

Tryb przesunięcia i błysku: Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

Zasilanie sieciowe/akumulatorowe: Sieć bezprzewodowa

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka do ciała (4 cm2): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Precyzyjna nasadka (2 cm2): Do bezpiecznego stosowania na twarzy

Czas zabiegu

Dolna część nogi: 8 min

Pachy: 1 min

Okolice bikini: 1 min

Okolice twarzy: 1 min

Elementy zestawu

Przechowywanie: Etui

Instrukcja użytkowania: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa

Moc

Napięcie: 100–240 V

Czas ładowania: 100 min

Czas działania: Minimum 370 błysków

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

