

# PHILIPS

IPL-ontharingsysteem:  
geschenkeditie

Lumea Essential

Alleen voor gebruik op het  
lichaam

Behandeling onderbenen in 15  
minuten

Levensduur >100.000  
lichtpulsen

Extra lang snoer



SC1991/04



## Vertraag de teruggroei van haartjes Voor een dagelijks gladde huid

Philips Lumea IPL verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid. Geschenkeditie: inclusief compacte ladyshave voor vóór de IPL-behandeling.

### Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

### Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

### Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam

- Lichaamsopzetstuk: snelle behandeling (15 min. voor 2 onderbenen)
- Aanpasbaar aan uw huidtype
- Voor gebruik op het lichaam
- Vijf instelbare lichtsterktes

### Gebruiksvriendelijk

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Bereid u voor op uw IPL behandeling met een EXTRA scheerapparaat.



asimpleswitch.com

# Kenmerken

## Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

## Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

## IPL technologie

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingsstelsel heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

## Groot lichaamsopzetstuk van 4 cm<sup>2</sup>



Groot lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote gebieden, zoals benen.

## Geschikte haar- en huidtypen

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pêlo e pele adequados		Tono de piel / Tomo de pele					
		1	2	3	4	5	6
Eficacia del vello (normal) / Eficácia do pêlo (normal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad / Compatibilidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Puede utilizar este producto / Este produto é adequado para si  
 Este producto no es seguro ni adecuado para su tono de piel y tipo de vello / Este produto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e o cor do seu pêlo


Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een donkere huid.

## Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

## 5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

## Geen vervangende onderdelen nodig

Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

## Cadeau-artikel: Ladyshave



Bereid u voor op uw IPL-behandeling met het EXTRA scheerapparaat. Met de compacte Philips Ladyshave scheert u uw hele lichaam op een eenvoudige en snelle manier. U kunt het apparaat gebruiken onder de douche of onder droge omstandigheden, wanneer het u uitkomt. Compact en werkt op batterijen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

## Toepassingsgebieden

**Lichaamszones:** Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8 min.

**Oksel:** 1 min

**Bikinilijn:** 1 min

## Meegeleverde artikelen

**Instructies voor gebruik:** Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Etui

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

## Vermogen

**Voltage:** 100 - 240 V

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Toepassingsmodus

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Met snoer

**Stap- en flitsmodus:** Voor behandeling van lichaamscontouren

