

# PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea Essential

Para uso en cuerpo y cara

10 minutos para tratar medias piernas

>200 000 pulsos de luz + funda

Con sensor SmartSkin



BRI864/00



## Reducción sencilla del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Essential hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal y facial. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

### Depilación duradera con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar
- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adecuado para todo tipo de vellos y pieles

### Seguro y eficaz en la cara y el cuerpo

- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Sensor de tono de piel
- Para mayor comodidad y facilidad de uso
- 50% más rápido para un menor tiempo de tratamiento\*
- Tratamiento suave
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables

### Máxima libertad, mínimas dificultades

- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales



asimpleswitch.com


# Destacados

## Tecnología IPL




Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha colaborado con expertos de la piel para desarrollar esta tecnología. Durante más de 10 años hemos realizado una investigación exhaustiva sobre los consumidores de la tecnología IPL con más de 2000 mujeres.

## Disfruta de una piel suave a diario



Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

## Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello

personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

## Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Este producto TAMPOCO es adecuado para piel oscura.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con seguridad para eliminar el vello facial (labio superior y barbilla) y corporal, incluidas las piernas, axilas, ingles, vientre y brazos.

## Sensor de tono de piel




Para mayor seguridad, el sensor de tono de piel integrado mide la complejión de la piel tratada al principio de cada sesión y de vez en cuando durante la sesión. Si detecta que el tono de piel es demasiado oscuro para este producto, detiene automáticamente la emisión de pulsos.

## Cinco posiciones de energía de luz



Philips Lumea dispone de cinco posiciones de energía de luz ajustables para garantizar un tratamiento suave pero eficaz. Y si las utilizas correctamente, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Sensor SmartSkin



Philips Lumea Essential detecta el tono de la piel y recomienda automáticamente el ajuste de energía de luz adecuado



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

# Especificaciones

## Zonas de aplicación

**Zonas del cuerpo:** Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

**Zonas de la cara:** Barbilla, Patillas, Labio superior

## Modo de aplicación

**Deslizamiento y flash:** Para una aplicación con un movimiento sencillo

**Uso con/sin cable:** Con cable

**Sello y flash:** Para el tratamiento de zonas curvas

## Tiempo de aplicación

**Axilas:** 1 minuto

**Línea del bikini:** 1 minuto

**Zonas de la cara:** 1 minuto

**Media pierna:** 5 min

## Piezas incluidas

**Adaptador:** 12V/550mA, 400V / 60W

**Instrucciones de uso:** Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda de lujo

## Potencia

**Voltaje:** 100-240 V

## Seguridad y posiciones ajustables

**Cinco posiciones de energía de luz:** Se adapta a tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**Sensor de tono de piel:** Detecta tu tono de piel

## Servicio

**Garantía:** 2 años de garantía completa

## Especificaciones técnicas

**Bombilla de alto rendimiento:** Proporciona > 200 000 pulsos

