

PHILIPS

Sistema de depilación LPI

Lumea Precision Plus

Para uso corporal y facial

15 minutos para las pantorrillas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

Diseño inalámbrico



SC2003/11



Evita el crecimiento del vello

Eliminación del vello con IPL: disfruta de una piel suave todos los días

El sistema de depilación Philips Lumea IPL te ayuda a evitar la reaparición del vello tanto en la cara como en el cuerpo. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave como la seda todos los días.

Suavidad duradera

- Disfruta de una piel suave cada día
- Resultados garantizados sin esfuerzo

Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Máxima libertad, mínimas molestias

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales

Una aplicación suave y eficaz en la cara y el cuerpo

- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Seguro y eficaz, incluso en zonas sensibles
- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Modo "Slide and Flash" para una aplicación más cómoda



asimpleswitch.com

Destacados

Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repita el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

Tipos de vello y piel adecuados



Philips Lumea funciona eficazmente en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Al igual que con otros tratamientos

basados en la luz, Philips Lumea NO es eficaz cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro ni blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para pieles muy oscuras.

Cinco niveles de potencia de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (bozo, mentón y zona lateral del rostro) y corporal (piernas, axilas, zona de bikini, abdomen y brazos).

Comodidad inalámbrica



El exclusivo diseño inalámbrico de Lumea es perfecto para maximizar el alcance y la facilidad de uso.

Seguridad adicional para el rostro



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz integrado adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, la zona del bikini y otras zonas de difícil acceso.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 100.000 pulsos

Configuración segura y regulable

Cinco niveles de intensidad de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Zonas de aplicación

Áreas del cuerpo: Piernas, Vientre, Bikini, Axilas, Brazos

Zonas del rostro: Barbilla, Patillas, Labio superior

Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

Accesorio de precisión (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Tiempo de aplicación

Pantorrilla: 8 min

Axila: 1 min

Área del bikini: 1 min

Zonas del rostro: 1 min

Piezas incluidas

Almacenamiento: Funda

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Cargador: Cargador multivoltaje

Energía

Voltaje: 100-240 V

Tiempo de carga: 100 min.

Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Modo de aplicación

Con cable / sin cable: Inalámbrico

Deslizamiento y pulsación: Para una aplicación cómoda

Paso y pulsación: Para el tratamiento de zonas curvas

