

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Advanced

Voor lichaam en gezicht

Met huidtintsensor

Behandeling onderbenen in 15
minuten

+ Satin Compact-pentrimmer



BRI923/00



Minstens 3 maanden haarvrij*

Minstens 85% haarvermindering na 3 behandelingen**

Philips Lumea Advanced verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Professionele IPL-technologie voor thuis, ontwikkeld in samenwerking met dermatologen
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- GRATIS Lumea-app voor een persoonlijke coach binnen handbereik

Veilig, snel en doeltreffend op lichaam en gezicht


- Bewezen veilig en effectief
- Geïntegreerde huidtintsensor

Gespecialiseerde behandeling van verschillende lichaamsdelen

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Groot behandelvenster voor snel gebruik
- Precisiehulpstuk voor extra veiligheid in het gezicht
- Hulpstuk voor zorgvuldige ontharing van de bikinilijn
- Speciale Beauty-editie inclusief Satin Compact-pentrimmer


Kenmerken

Langdurige gladheid



IPL staat voor Intense Pulsed Light. Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Philips Lumea is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit uw eigen huis.

Bewezen effectiviteit



Objectief onderzoek wijst uit dat er minstens 85% haarvermindering is na slechts 3 behandelingen**. De eerste 4 behandelingen moeten worden uitgevoerd om de twee weken, waarna u al het gewenste resultaat zou moeten zien. Om te zorgen dat de resultaten behouden blijven, moet u de behandeling elke 4 weken herhalen. Na slechts 8 keer bijwerken zou u vrij van haar moeten zijn voor minstens 3 maanden*. Vergroot deze afbeelding door erop te klikken in de fotogalerij bovenaan deze pagina.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea Prestige werkt effectief, eenvoudig en veilig op een grote verscheidenheid haar- en huidtypen. Het werkt op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidskleuren die variëren van erg wit tot donkerbruin. Net als andere behandelingen op basis van IPL kan Philips Lumea niet worden gebruikt om wit / grijs, lichtblond of rood haar te behandelen en is het niet geschikt voor een zeer donkere huid. Het is namelijk vereist dat er een groot contrast is tussen het pigment in de haarkleur en het pigment in de huidskleur.

Skin Tone-sensor



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Snelle behandeling van benen



Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

Extra veiligheid voor het gezicht



Met het extra geïntegreerde lichtfilter kan het worden gebruikt voor veilige behandeling van gezichtshaar op de bovenlip, kin, wangen en andere gevoelige gebieden.

Hulpstuk voor bikinilijn



Bikinihulphulpstuk voor doeltreffende behandeling van de bikinilijn. Haar in dit gebied is doorgaans sterker en dikker dan haar op de benen.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Oksels, Bikini

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Gezichtsopzetstuk (2 cm²): Voor gebruik onder de ogen

Hulpstuk voor bikinilijn (2 cm²): Speciale behandeling voor bikinilijn

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Behandeltijd

Bikini: 4 minuten

Oksel: 2,5 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

Onderbeen: 15 min.

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Gebruik met snoer

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Pentrimmer

Accessoires: Wenkbrauwkam, Reinigingsborsteltje

Gebruiksgemak: Compact handvat

Vermogen: AAA-batterij

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

