

PHILIPS

IPL-ontharingsysteem:
geschenkeditie

Lumea Essential

Alleen voor gebruik op het
lichaam

Behandeling onderbenen in 15
minuten

Levensduur >100.000
lichtpulsen

Extra lang snoer



SC1991/04



Vertraag de teruggroei van haartjes Voor een dagelijks gladde huid

Philips Lumea IPL verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid. Geschenkeditie: inclusief compacte ladyshave voor vóór de IPL-behandeling.

Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam

- Lichaamsopzetstuk: snelle behandeling (15 min. voor 2 onderbenen)
- Aanpasbaar aan uw huidtype
- Voor gebruik op het lichaam
- Vijf instelbare lichtsterktes

Gebruiksvriendelijk

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Bereid u voor op uw IPL behandeling met een EXTRA scheerapparaat.



asimpleswitch.com

Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsjes naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingsstelsel heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Groot lichaamsopzetstuk van 4 cm²



Groot lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote gebieden, zoals benen.

Geschikte haar- en huidtypen

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pêlo e pele adequados		Tono de piel / Tomo de pele					
		1	2	3	4	5	6
Eficacia del vello (normal) / Eficácia do pêlo (normal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilidad con cremas / Compatibilidade com cremas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<p>✓ Puede utilizar este producto / Este producto é adequado para si</p> <p>✗ Este producto no es seguro ni adecuado para su tono de piel y tipo de vello / Este produto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e o cor do seu pêlo</p>							


Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een donkere huid.

Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Geen vervangende onderdelen nodig

Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Cadeau-artikel: Ladyshave



Bereid u voor op uw IPL-behandeling met het EXTRA scheerapparaat. Met de compacte Philips Ladyshave scheert u uw hele lichaam op een eenvoudige en snelle manier. U kunt het apparaat gebruiken onder de douche of onder droge omstandigheden, wanneer het u uitkomt. Compact en werkt op batterijen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

