

PHILIPS

Knæstykke

DreamWear

med drejeled

HH1122



Quick-release knæstykke designet til brug oven på hovedet

Quick-release knæstykke gør det nemt for brugeren at frakoble masken fra CPAP-slangen uden at fjerne masken. Hvis sovestillingen ændres i løbet af natten, vil den drejelige tilslutning gøre det muligt for masken at bevæge sig frit.

Nem at anvende

- Passer i den cirkulære åbning på maskens ramme

Vigtigste nyheder

Komfort og ydelse



Når den først er på plads, fører designet på knæstykket slangen over brugerens hoved, hvilket reducerer trækket på masken. Indeholder et indbygget ekshalationshul.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

