

PHILIPS

hovedtøjsspænder

TrueBlue

2 paks

HH1022



Spænderne klikker på plads med et enkelt klik.

Gribespænder medfølger, hvilket gør det nemt at fjerne masken og låse i den samme pasform

Design

- Gribespænder

Vigtigste nyheder

Sokkel

Disse er hovedtøjsspænderne til TrueBlue Gel CPAP-næsemasken. Spænderne klikker på plads med et enkelt klik. Vrid gribespændet for at frigive det.

Specifikationer

Specifikationer

Hovedtøjsspændemateriale: Termoplastisk polyester, elastomer

Design

Brugervenlig: Lås pasformen

Service

Garanti: 90 dage

