

PHILIPS

Filtre fin à usage unique
conçu pour durer 30 jours

DreamStation Go

Filtre poussière, pollen et plus.

Emballage contient 6 filtres.

Efficacité de 95 % au-dessous de
0,7 μ

Lot de 6

HH1454



Filtre fin, conçu pour durer 30 jours

Les filtres fins interchangeables à usage unique de Philips sont conçus pour durer 30 jours et permettent de nettoyer l'air que vous respirez en absorbant la poussière, le pollen, les moisissures, la squame animale et bien d'autres particules avec une efficacité de 95 % entre 0,5 et 0,7 microns.

Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours

- Filtre fin, conçu pour durer 30 jours

DreamStation Go

Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours

HH1454/00

Points forts

Filtre fin, conçu pour durer 30 jours



Essayez ce filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours et améliorez la filtration de votre appareil de PPC de voyage DreamStation Go.

Caractéristiques

Informations techniques

Remplacement: Tous les 30 jours

Matériau du filtre: Fibres synthétiques mélangées

Efficacité du filtre: Efficacité de 95 % entre 0,5 et 0,7 microns

Emballage

Sommaire: Comprend 2 filtres

Référence

Filtre fin à usage unique conçu pour durer 30 jours: 1133744

Entretien

Garantie: 15 jours

Compatibilité

Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

