

PHILIPS

Neusmasker voor
minimaal contact

DreamWear

Starter-pack: bevat alle maten
en kussentjes in 4 formaten
frames in 3 formaten

HH1121



Alsof u helemaal niets draagt*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust *Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2015

Zien wat u wilt

- Extreem groot zichtveld dankzij het open ontwerp

Innovatief ontwerp


- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd
- Kussentje voor onder de neus
- Ondersteunt uw slaaptherapie
- Vierdelig modulair ontwerp

Comfortabele pasvorm

- Smalle hoofdband
- Banden van zacht materiaal
- Zacht, flexibel frame

Kenmerken

Onbeperkte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear dragen.*

Vierdelig modulair ontwerp



Het modulaire ontwerp met vervangbare kussentjes in vier formaten kan snel in elkaar worden gezet en worden gereinigd.

Smalle hoofdband




DreamWear combineert comfort met design. Het masker is nauwelijks voelbaar, onopvallend en zit niet in de weg.

Banden van zacht materiaal



Geeft een zacht gevoel op de wangen

Zacht, flexibel frame



Het flexibele materiaal waar de lucht doorheen stroomt, voelt zacht tegen de huid en is comfortabel.

Ondersteunt uw slaaptherapie



DreamWear combineert de voordelen van maskers voor minimaal contact en neusmaskers. Het zit comfortabel en bevordert het succes van uw slaaptherapie.

Kussentje voor onder de neus



Voorkomt rode plekken, ongemak en irritatie van de neusgaten of de neusbrug. Gebruikers vonden DreamWear comfortabeler zitten dan hun voorgeschreven maskers.

Onbelemmerd zicht



U kunt zonder problemen een bril dragen, lezen, tv kijken en een computer of tablet gebruiken voordat u gaat slapen.

Specificaties

Service

Garantie: 90-days

Innovative design

Zien wat u wilt: U kunt een bril dragen, lezen of tv kijken

Specificaties

Aantal onderdelen: Vijf

Cushion material: Siliconen

Materiaal hoofdband:

Urethaanschuim/nylon/spandex

Materiaal frame: Polycarbonaat

Instructies voor het reinigen van het masker:

Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

De hoofdband en slangen reinigen: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Materiaal stoffen banden: Polyester/Spandex

Specifications

Drukbereik: 4-20 cm H2O

Drukniveau van het geluid: 18 dBA

Materiaal frame/gebogen

gedeelte/koppelstuk: Polycarbonaat

Comfort

Kussentje voor onder de neus: Voorkomt rode plekken bij de neusgaten

Beoogd gebruik

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

