

PHILIPS

Hovedtøj

Wisp

Reduceret størrelse

HH1026



Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Elastisk issestrop med integreret slangeholder. Selvjusterende for at give en mere naturlig pasform.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepudden til hovedtøjet indeholder magneter

Design

- Personlig og behagelig pasform

Vigtigste nyheder

Magnetiske klemmer

Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

Nem at tilpasse



Selvjusterende toprem med løkke til at holde slanger

Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Read IFU's before use.

Service

Garanti: 90-days

Design

Komfort: Selvjusterende

Specifikationer

Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon termoplast

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

