

# PHILIPS

Masque à contact  
minimal

DreamWear

Start-Pack: contient tout les tailles  
et 4 tailles de coussin  
3 tailles de conduit

HH1121



## Conçu pour oublier que vous portez un masque\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear \*Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2015

### Champ de vision dégagé

- Conception ouverte offrant un champ de vision très large

### Conception innovante

- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête
- Coussin positionné sous le nez
- Prise en charge de votre traitement
- Conception modulable à 4 éléments

### Conception confortable

- Harnais fin
- Sangles en tissu doux
- Armature souple et douce


## Points forts

### Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit\*.

### Conception modulaire à 4 éléments



Conception modulaire pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins interchangeables disponibles dans quatre tailles.

### Harnais fin




Le masque DreamWear allie confort et esthétique : le port du masque, léger et discret, est à peine perceptible sur le visage.

### Sangles en tissu doux



Adoucit le contact avec vos joues

### Armature souple et douce



Agréable à porter, le matériau souple permet la circulation de l'air et s'applique en douceur sur la peau.

### Prise en charge de votre traitement



Le masque DreamWear combine les avantages des masques à contact minimal et des masques nasaux. Il est confortable et peut permettre la mise en place d'un traitement des troubles du sommeil efficace.

### Coussin positionné sous le nez



Conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l'arête nasale. Les utilisateurs ont indiqué que le masque DreamWear était plus confortable que leur masque habituel.

### Vision dégagée



Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, en toute simplicité, avant de vous endormir.

# Caractéristiques

## Conception innovante

**Champ de vision dégagé:** Wear glasses, read or watch TV

## Spécificités

**Pression de fonctionnement:** 4 à 20 cmH2O

**Niveau de pression acoustique:** 18 dBA

**Nombre d'éléments:** Cinq

**Matériau du coussin:** Silicone

**Matériau du harnais:** Mousse d'uréthane/nylon/Spandex

**Matériau du conduit:** Polycarbonate

**Instructions de nettoyage : masque:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Nettoyage : harnais, circuit:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Matériau du conduit/du coude/du système de pivotement:** Polycarbonate

**Matériau des manchons en tissu:** Polyester/Spandex

## Confort

**Coussin positionné sous le nez:** Prevents red marks in nostrils

## Utilisation prévue

**À utiliser sur des patients <gt/> 30 kg:** with CPAP prescription

## Entretien

**Garantie:** 90-days

