

# PHILIPS

## Hovedtøj

### Pico

Reduceret størrelse

HH1035



## Hovedtøj med kliktilpasning, som gør det nemt at justere

Slankt hovedtøj med integreret pandestøtte og stabiliserende isserem

### **Nem at tilpasse**

- Personlig og behagelig pasform

# Vigtigste nyheder

## Nem at tilpasse

Selvjusterende med isserem

# Specifikationer

## Specifikationer

### Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra

**Rengøring: hovedtøj, slanger:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

## Design

**Komfort:** Selvjusterende

## Service

**Garanti:** 90-days

