

PHILIPS

Næsepude

Wisp

Mellem

HH1039



Specielt designet til børn

Pudeformen er designet til at passe til kurverne i et spædbarns ansigt og næse. Med autoforseglingsteknologi, som giver minimal kontakt og en tæt forsegling.

Design

- Modifieret pudekrumning, så den passer til et spædbarns ansigt og næse
- For at gøre maskejustering mindre forstyrrende

Vigtigste nyheder

Blød og behagelig



Alle tre pudestørrelser passer til den samme ramme

Innovativ afhjælpning af lækage



Drejeknappen til afhjælpning af lækage lader dig justere masken uden at fjerne den eller vække barnet.

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Design

Størrelse: Mellem

